

EPSA[®] *safety first*

SONDA RECTAL PARA
CISTOMETRÍA

SONDA RECTAL PARA CISTOMETRÍA

CÓDIGO: 9966

1 tubo de PVC, cristal, flexible, conector Luer en extremo proximal, tapón Luer-lock. Clamp de cierre. Balón de látex en extremo distal.

ESTÉRIL, ENVASE INDIVIDUAL, USO ÚNICO.



Medidas

Ch 12,00 / 38,00 cm

Recomendaciones de uso

Recomendación de un profesional sobre el uso de la tecnología.

La Sonda Rectal para Cistometría está indicada para medir la presión rectal durante los estudios urodinámicos.

Permite: registrar las variaciones de presión intra-abdominal durante el desarrollo del estudio.

